



Airgle для стоматологических клиник:  
Экстра-оральный рукав-адаптер Airgle Smart FlexHose™ AG600D.  
Разработано в США.





## Экстра-оральный рукав-адаптер Airgle Smart FlexHose™ AG600D

При препарировании (сверлении) зуба используется воздушно-капельное охлаждение бора, что вызывает появление мельчайшей водной взвеси вместе с частицами зубной ткани, которые сами по себе представляют опасность, и содержат множество болезнетворных бактерий.

Экстраоральный рукав-адаптер Airgle Smart FlexHose разработан для эффективного удаления потенциально вредных аэрозолей и капель, образующихся во время стоматологических процедур.

Рукав-адаптер имеет регулировку в широком диапазоне положений, что позволяет разместить всасывающую часть рукава непосредственно рядом с дыхательными путями пациента. Это позволяет обеспечить защиту персонала и пациентов от опасных патогенов, передающихся воздушно-капельным путем.



# Экстра-оральный рукав-адаптер Airgle Smart FexHose™ AG600D

## Особенности:

- Совместимость с воздухоочистителем AG600;
- Высокая мобильность устройства;
- Регулировка объема всасываемого воздуха;
- Рукав выполнен из алюминия длиной 152,4 см;
- Возможность вращения на 360°;
- Одноразовый мундштук из силикона;
- Одноразовый предварительный фильтр;
- Прост в установке и обслуживании.






Потенциально инфицированные микро-капельки в воздухе вызывают серьезную озабоченность у медицинского персонала. Выбор системы очистки воздуха AG600 с экстра-оральным адаптером AG600D позволяет врачу безопасно проводить различные стоматологические процедуры в непосредственной близости от ротовой полости пациента. При этом, чтобы капли крови и слюны не загрязняли систему изнутри, мы разработали AG600D с учетом важных аспектов гигиены. Одноразовая и легко снимаемая насадка-мундштук не только улучшает сбор частиц и капель, образующихся при стоматологических процедурах, но и предотвращает попадание крупных капель и частиц в рукав-адаптер и очиститель AG600.

# Направленный поток воздуха соответствует рекомендациям CDC\*

В соответствии с новыми принципами CDC, мобильные устройства для фильтрации воздуха должны находиться рядом с креслом пациента, но не позади него. Воздушный поток должен быть направлен поперек пациента в сторону от медработника. Ролики обеспечивают легкость передвижения устройства. Это в сочетании с направленным воздушным потоком позволяет медперсоналу правильно позиционировать устройство, чтобы воздух не втягивался и не дул в сторону медработника.

*\*CDC - Центр по контролю и профилактике заболеваний в США.*

Разработанный для удобного подключения и отсоединения, экстра-оральный рукав-адаптер Airgle AG600D позволяет организовать забор воздуха непосредственно у рта пациента, тем самым, собирая потенциально опасные микро-капли до того, как они попадут в воздух помещения. Рукав-адаптер можно отсоединить за считанные секунды, когда он не нужен, чтобы воздухоочиститель AG600 мог очищать и дезинфицировать весь объем воздуха в помещении.








## **О компании Airgle:**

1999 году мы начали нашу миссию по созданию товаров, которые помогают в профилактике здоровья и положительно влияют на благополучие наших клиентов. Мы разрабатываем и производим одни из самых безопасных, надежных и эффективных систем очистки воздуха для дома, офиса, чистых помещений и медицинских учреждений. Наша приверженность идеологии по созданию функциональных и эффективных продуктов исключительно в категории воздухоочистки, сделала нас поставщиком систем очистки воздуха мирового класса по всему миру. За более чем 20 лет мы выросли из небольшой компании, известной только в США в производителя с международным именем. На сегодняшний день продукция компании Airgle представлена на рынках 27 стран. Помимо США, мы активно развиваемся и увеличиваем нашу долю продаж в Японии, Гонконге, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Германии, Дании и ряде других стран.

**airgle** Precisely Pure

**air**  **house**  
Официальный дистрибутор техники Airgle ООО "Эйр Хаус"

**Связаться с директором:**  
[vzakasarenko@airhouse.store](mailto:vzakasarenko@airhouse.store)

**Для сотрудничества и ваших предложений:**  
[tbekasova@airhouse.store](mailto:tbekasova@airhouse.store)  
[+79771011190](tel:+79771011190)  
[www.airhouse.store](http://www.airhouse.store)